

USAGE PLAQUE DE HAWLEY

RECOMANDATION D'USAGE PLAQUE DE HAWLEY

- Porter la plaque de Hawley selon les recommandations du praticien (24h/24h, ou seulement la nuit)
- Pour mettre la plaque : positionner la plaque en poussant sur les crochets du fond avec les doigts, le fils doit être bien positionné au milieu des dents, la plaque doit être bien stable en contact avec la face vestibulaire de chaque dent
- Pour retirer la plaque : tirer sur les crochets du fond la plaque s'enlève toute seule
- Ne jamais pousser ou tirer sur le bandeau vestibulaire
- Ne jamais serrer les dents pour positionner la plaque, utiliser seulement les doigts
- Nettoyer une fois par jour la plaque de Hawley avec de l'eau froide jamais d'eau chaude, avec une brosse à dent et du liquide vaisselle ou du dentifrice
- Mettre votre Plaque de Hawley systématiquement dans la boîte prévue à cet effet dès que vous ne l'avez pas en bouche pour éviter toute perte et pour une bonne l'hygiène

