

USAGE SRI

RECOMANDATION D'USAGE SRI

- Porter la SRI 24h/24h et pendant les repas
- Pour Positionner la SRI en poussant sur les crochets latéraux, bien enclencher les crochets entre les dents
- Pour retirer la SRI, mettre le pouce dans le creux du palais et tirer sur la SRI vers le bas et l'avant
- Ne jamais serrer les dents pour positionner la SRI, utiliser seulement les doigts
- Nettoyer la SRI à chaque lavage des dents avec la brosse à dent et dentifrice à l'eau froide jamais d'eau chaude
- Si vous êtes dans l'obligation d'enlever la SRI, la mettre dans sa boîte de contention, normalement elle doit rester toujours en bouche